

# 红霉素-N-脱甲基酶(ERND)检测试剂盒(分光光度法)

注意:正式测定之前选择 2-3 个预期差异大的样本做预测定。

# 测定意义:

细胞色素 P450 酶是一组主要存在于肝脏的酶系,在外源物质代谢中,尤其是药物和毒物的代谢,具有重要作用。ERND 在 P450 酶系中相当于 CYP2B 亚型,与药物代谢的去甲基化密切相关。CYP2B 具有催化底物形成非活性易于排泄的代谢产物而具有解毒作用,也可使某些药物经 CYP2B 代谢活化。

#### 测定原理:

ERND 催化红霉素释放甲醛,通过 Nash 比色测定甲醛含量,即可计算出 ERND 活性。

#### 试剂组成和配制:

试剂一: 粉剂×1 瓶,4℃保存。临用前加 50 mL 蒸馏水溶解。

试剂二:液体×1瓶,4℃保存。

试剂三:粉剂×1瓶,4℃保存。临用前加 2.6 mL 蒸馏水,充分溶解。

试剂四: 粉剂×1 瓶,4℃保存。临用前加 2.6 mL 蒸馏水,充分溶解。

试剂五: 粉剂×1 瓶,4℃保存。临用前,加蒸馏水9 mL 充分溶解。

试剂六:液体×1瓶,4℃保存。

试剂七:液体×1瓶,4℃保存。

标准液: 液体×1 瓶, -20℃保存。临用前取 1.5 mL EP 管,加入 10μl 标准液,加 990μl 蒸馏水,混匀即为 0.05 mmol/L 标准甲醛溶液,4℃保存。

#### 粗酶液提取:

- **1、除去细胞核,线粒体等大分子物质:** 称约 0.5g 组织,加入 1mL 试剂一,冰上充分研磨,**10 000g** 4℃ 离心 30min,取上清液,转入超速离心管中。
- **2、粗制微粒体: 100** 000g, 4℃, 离心 60min, 弃上清液。
- **3、除血红蛋白等杂质:** 向步骤 2 的沉淀中加 1mL 试剂一,盖紧后充分震荡溶解,**100** 000g 离心 30min, 弃上清液。
- **4、最终微粒体:** 向步骤 3 的沉淀中加试剂二 0.5mL, 充分震荡溶解,即**粗酶液**, 待测。该待测液需当天使用。

Pyeast Bio. Co., Ltd. www.pytbio.com



## 测定步骤:

- 1. 分光光度计预热 30 min 以上,调节波长到 412 nm,蒸馏水调零。
- 2. 试剂二置于 37℃水浴中预热 30 min。
- 3. 对照管: 取 1 支 EP 管,加入 50μL 粗酶液,850μL 试剂二,50μL 试剂三,50μL 蒸馏水,混匀后置于 37℃水浴保温 30min; 立即加入 175μL 试剂五,混匀后置于冰浴中 5min; 取出后加入 175μL 试剂六,混匀后室温静置 5min; 室温 8000rpm 离心 5min; 取新的 EP 管,加入 500μL 上清液,500μL 试剂七,混匀后 60℃水浴 10min,然后取出,用冷水冷却 5min,于 412nm 测定光吸收,记为 A 对照管。
- 4. **测定管**: 取 1 支 EP 管,加入 50μL 粗酶液,850μL 试剂二,50μL 试剂三,**50μL 试剂四**,混匀后置于 37℃水浴保温 30min; 立即加入 175μL 试剂五,混匀后置于冰浴中 5min; 取出后加入 175μL 试剂六,混匀后室温静置 5min; 室温 8000rpm 离心 5min; 取 1 支新 EP 管,加入 500μL 上清液,500μL 试剂七,混匀后 **60℃水浴 10min**,然后取出,用冷水冷却 5min,于 412nm 测定光吸收,记为 A 测定管。
- 5. 标准管: 取 1 支 EP 管,加入 500μL 标准品,500μL 试剂七,混匀后 60℃水浴 10min,然后取出,用 冷水冷却 5min,于 412nm 测定光吸收,记为 A 标准管。

注意:每个样品都需要做对照管。

## ERND 活性计算公式:

(1) 按照蛋白浓度计算:

活性单位定义: 37℃下,每分钟每毫克蛋白催化产生 1nmol 甲醛为 1 个酶活单位。

ERND 活性(nmol/min/mg prot) = C 标准品×V 标准品×(A 测定管 - A 对照管)÷A 标准管×稀释倍数÷ (Cpr×V 样)÷T

=45×(A测定管-A对照管)÷A标准管÷Cpr。

(2). 按照样本质量计算:

活性单位定义: 37℃下,每分钟每克样品催化产生 1nmol 甲醛为 1 个酶活单位。

ERND 活性(nmol/min/g 鲜重) = C 标准品×V 标准品× (A 测定管-A 对照管) ÷A 标准管×稀释倍数÷ (W×V 样) ÷T

= 45× (A 测定管-A 对照管) ÷A 标准管÷W

C 标准品: 0.05 mmol/L=50μmol/L;

V标准品: 500μL=0.0005 L;

稀释倍数: V 反总÷V 上清液=(50+850+50+50+175+175)÷500=2.7;

Cpr: 粗酶液蛋白质浓度, mg/mL, 需要另外测定,建议使用本公司 BCA 蛋白质含量测定试剂盒;

V 样: 加入粗酶液体积, 50μL=0.05mL;

W: 样本质量, g:

T: 催化反应时间, 30min。

Pyeast Bio. Co., Ltd.