








LipoMax 3000转染试剂说明书

按照下表转染细胞。每种反应混合物体积为单个孔的体积，且考虑了移液差异。

时间	步骤
Day 0	
1 	接种细胞至 70-90% 汇合度时进行转染
2 	使用Opti-MEM 培养基稀释 LipoMax 3000 试剂 (2管) 一充分混匀
3 	使用Opti-MEM培养基稀释 DNA, 制备 DNA预混液 一充分混匀
4 	在每管已稀释的 LipoMax 3000 试剂中加入稀释的 DNA (1:1比例)
5 	孵育
6 	加入DNA-LipoMax复合物到细胞中
Day 2-4	
7 	检测/分析细胞

组分	实验步骤		
	96孔	24孔	6孔
贴壁细胞	$1-4 \times 10^4$	$0.5-2 \times 10^5$	$0.25-1 \times 10^6$
Opti-MEM培养基	$5 \mu\text{L} \times 2$	$25 \mu\text{L} \times 2$	$125 \mu\text{L} \times 2$
LipoMax 3000	 $0.15, 0.3 \mu\text{L}$	 $0.75, 1.5 \mu\text{L}$	 $3.75, 7.5 \mu\text{L}$
Opti-MEM 培养基	$10 \mu\text{L}$	$50 \mu\text{L}$	$250 \mu\text{L}$
DNA ($0.5-5 \mu\text{g}/\mu\text{L}$)	$0.2 \mu\text{g}$	$1 \mu\text{g}$	$5 \mu\text{g}$
稀释的DNA	$5 \mu\text{L}$	$25 \mu\text{L}$	$125 \mu\text{L}$
稀释的Lipo Max3000	$5 \mu\text{L}$	$25 \mu\text{L}$	$125 \mu\text{L}$
室温放置10-15分钟			
组分	96孔	24孔	6孔
DNA-LipoMax 3000复合物	$10 \mu\text{L}$	$50 \mu\text{L}$	$250 \mu\text{L}$
每孔DNA用量	100 ng	500 ng	2500 ng
每孔LipoMax 3000 用量	0.15 或 $0.3 \mu\text{L}$	0.75 或 $1.5 \mu\text{L}$	3.75 或 $7.5 \mu\text{L}$
37° C 孵育细胞 2-4天, 然后分析转染细胞。			

