

PRODUCT INFORMATION

产品信息

IA3110

2342EC

Please note that in Immunoassay Premium Plus - Level 2, lot 2342EC, the value for T-Uptake is currently unavailable and will be updated in due course.

请注意免疫质控品（水平 2），批号 2342EC，目前甲状腺素结合力分析项目靶值范围不可用，将在适当的时候更新。

For any questions or queries, please contact Technical.services@radox.com
如有任何疑问请联系 Technical.services@radox.com。

CCS INC767

【英文名称】: IMMUNOASSAY PREMIUM PLUS - LEVEL 2 (IA PREMIUM PLUS 2)

【中文名称】: 免疫质控品（水平 2）

【货号】 (CAT. NUMBER): IA3110 / IA3112 **【批号】 (LOT NUMBER):** 2342EC
【包装规格】 (SIZE): 12 x 5ml / 4 x 5ml **【到期】 (EXPIRY):** 2026-11-28

本产品的准备和使用详见试剂盒内说明书。

Full instructions for the use and preparation of this product are included with the kit.

质控品靶值和范围如下所示。

Target values and ranges are listed below.

ZH: 27 Mar '24 me

IMMUNOASSAY PREMIUM PLUS - LEVEL 2 (IA PREMIUM PLUS 2)					免疫质控品 (水平2)		
货号 (Cat. No.) IA3110 / IA3112		批号 (Lot. No.) 2342EC		包装规格 (Size) 12 x 5ml / 4 x 5ml		到期 (Expiry) 2026-11-28	
Range 范围							
Analyte	分析项目	unit 单位	Target 靶值	low 低值	high 高值	方法	methods
17-OH-Progesterone	17-羟基-孕酮	nmol/l	3.32	2.49	4.15	DIAsource RIA	DIAsource RIA
		ng/ml	1.10	0.824	1.38		
		nmol/l	2.38	1.79	2.98	DIAsource ELISA	DIAsource ELISA
		ng/ml	0.788	0.592	0.984		
		nmol/l	2.04	1.53	2.55	SNIBE Maglumi 分析仪	SNIBE Maglumi Analysers
		ng/ml	0.675	0.506	0.844		
25-OH Vitamin D	25-羟维生素D	nmol/l	87.0	65.3	109	Siemens Centaur XP/XPT/Classic	Siemens Centaur XP/XPT/Classic
		nmol/l	56.6	42.5	70.8	Roche 维生素D总量	Roche Vitamin D Total
		nmol/l	62.8	47.1	78.5	Abbott Architect (3L52)	Abbott Architect (3L52)
		nmol/l	104	78.0	130	Vitros ECI	Vitros ECI
		nmol/l	73.8	55.4	92.3	bioMerieux VIDAS	BioMerieux Vidas
		nmol/l	72.2	54.2	90.3	Beckman Dxl 600/800	Beckman Dxl 600/800
		nmol/l	63.2	47.4	79.0	Abbott Architect (5P02)/ Alinity (8P45)	Abbott Architect (5P02)/ Alinity (8P45)
		nmol/l	64.6	48.5	80.8	Abbott Alinity i	Abbott Alinity i
		nmol/l	84.8	63.6	106	Siemens Atellica IM	Siemens Atellica IM
		nmol/l	57.1	42.8	71.4	Roche 维生素D总量 II e801	Roche Vitamin D Total II e801
		nmol/l	52.8	39.6	66.0	Roche 维生素D总量 III	Roche Vitamin D Total III
		ACTH	促肾上腺皮质激素	pmol/l	6.37	4.78	7.96
pg/ml	29.0			21.7	36.3		
pmol/l	8.21			6.16	10.3	Roche Cobas 4000/E411	Roche Cobas 4000/E411
pg/ml	37.3			28.0	46.6		
pmol/l	7.62			5.72	9.53	Roche Cobas e601/602	Roche Cobas e601/602
pg/ml	34.6			26.0	43.2		
pmol/l	7.39			5.54	9.24	Roche Cobas e402/e801	Roche Cobas e402/e801
pg/ml	33.6			25.2	42.0		
Aldosterone	醛固酮	pmol/l	319	239	399	Diasorin Liaison XL	Diasorin Liaison XL
		pg/ml	115	86.2	144		
Alphafoetoprotein	甲胎蛋白 (AFP)	KIU/l = IU/ml	53.3	42.6	64.0	Vitros ECI	Vitros ECI
		ng/ml	64.5	51.5	77.5		
		KIU/l = IU/ml	56.0	44.8	67.2	Siemens Centaur XP/XPT/Classic	Siemens Centaur XP/XPT/Classic
		ng/ml	67.8	54.2	81.4		
		KIU/l = IU/ml	49.5	39.6	59.4	Abbott Architect	Abbott Architect
		ng/ml	59.9	47.9	71.9		
		KIU/l = IU/ml	50.4	40.3	60.5	Beckman Dxl800	Beckman Dxl800
		ng/ml	61.0	48.8	73.2		
		KIU/l = IU/ml	52.5	42.0	63.0	Roche Cobas e601/602	Roche Cobas e601/602
		ng/ml	63.5	50.8	76.2		
		KIU/l = IU/ml	56.2	45.0	67.4	Roche Cobas 4000/E411	Roche Cobas 4000/E411
		ng/ml	68.0	54.5	81.5		
		KIU/l = IU/ml	55.9	44.7	67.1	Siemens Atellica IM	Siemens Atellica IM
		ng/ml	67.6	54.1	81.1		
		KIU/l = IU/ml	49.9	39.9	59.9	Abbott Alinity i	Abbott Alinity i
		ng/ml	60.4	48.3	72.5		

IMMUNOASSAY PREMIUM PLUS - LEVEL 2 (IA PREMIUM PLUS 2)					免疫质控品 (水平2)	
货号 (Cat. No.) IA3110 / IA3112		批号 (Lot. No.) 2342EC		包装规格 (Size) 12 x 5ml / 4 x 5ml		到期 (Expiry) 2026-11-28
Range 范围						
Analyte	分析项目	unit 单位	Target 靶值	low 低值	high 高值	方法
Alphafoetoprotein	甲胎蛋白 (AFP)	KIU/l = IU/ml ng/ml	54.5 65.9	43.6 52.8	65.4 79.0	Roche Cobas e402/e801
Amikacin	阿米卡星	µmol/l µg/ml	15.2 8.90	12.2 7.14	18.2 10.7	重量法
Androstenedione	雄烯二酮	nmol/l ng/ml	13.8 3.96	10.4 2.98	17.3 4.94	Siemens Immulite 2000
Beta-2-microglobulin	β-2-微球蛋白	µg/ml = mg/l	2.27	1.82	2.72	Roche Cobas 6000/8000
C-Peptide	C-肽	nmol/l ng/ml	1.930 5.83	1.450 4.38	2.410 7.28	Roche Cobas e601/602
		nmol/l ng/ml	1.910 5.77	1.430 4.32	2.390 7.22	Roche Cobas e402/e801
CA 15-3	糖类抗原15-3 (CA15-3)	U/ml	42.1	33.7	50.5	Siemens Centaur XP/XPT/Classic
		U/ml	48.9	39.1	58.7	Abbott Architect
		U/ml	46.7	37.4	56.0	Roche Cobas e601/602
		U/ml	49.1	39.3	58.9	Roche Cobas 4000/E411
		U/ml	44.8	35.8	53.8	Siemens Atellica IM
		U/ml	46.9	37.5	56.3	Roche Cobas e402/e801
		U/ml	44.0	35.2	52.8	Abbott Alinity i
CA 19-9	糖类抗原19-9 (CA19-9)	U/ml	69.1	55.3	82.9	bioMerieux VIDAS
		U/ml	80.7	64.6	96.8	Siemens Centaur XP/XPT/Classic
		U/ml	181	145	217	Beckman Access
		U/ml	120	96.0	144	Abbott Architect XR/XR2/XRL
		U/ml	66.3	53.0	79.6	Roche Cobas e601/602
		U/ml	70.9	56.7	85.1	Roche Cobas 4000/E411
		U/ml	108	86.4	130	Siemens Atellica IM
		U/ml	70.3	56.2	84.4	Roche Cobas e402/e801
		U/ml	123	98.4	148	Abbott Alinity XR/XR2/XRL
CA125	糖类抗原125 (CA125)	U/ml	114	91.2	137	bioMerieux VIDAS
		U/ml	100	80.0	120	Vitros ECI
		U/ml	142	114	170	Abbott Architect
		U/ml	110	88.0	132	Siemens Centaur XP/XPT/Classic CA125 II Kit
		U/ml	83.1	66.5	100	Beckman DxI800
		U/ml	105	84.0	126	Roche Cobas 4000/E411
		U/ml	103	82.4	124	Roche Cobas e601/602
		U/ml	135	108	162	Siemens Atellica IM
		U/ml	91.4	73.1	110	Roche Cobas e402/e801
		U/ml	144	115	173	Abbott Alinity i
Carbamazepine	卡马西平	µmol/l µg/ml	38.8 9.17	31.0 7.33	46.6 11.0	Abbott Architect (CMIA)
		µmol/l µg/ml	40.0 9.46	32.0 7.56	48.0 11.4	Roche Cobas 6000/8000
		µmol/l µg/ml	38.5 9.10	30.8 7.28	46.2 10.9	重量法
Carcinoembryonic Antigen (CEA)	癌胚抗原	ng/ml = µg/l	24.6	19.7	29.5	bioMerieux VIDAS
		ng/ml = µg/l	25.5	20.4	30.6	Vitros ECI

IMMUNOASSAY PREMIUM PLUS - LEVEL 2 (IA PREMIUM PLUS 2)

免疫质控品 (水平2)

货号 (Cat. No.) IA3110 / IA3112		批号 (Lot. No.) 2342EC		包装规格 (Size) 12 x 5ml / 4 x 5ml		到期 (Expiry) 2026-11-28	
Range 范围							
Analyte	分析项目	unit 单位	Target 靶值	low 低值	high 高值	方法	methods
Carcinoembryonic Antigen (CEA)	癌胚抗原	ng/ml = µg/l	24.8	19.8	29.8	Beckman Access	Beckman Access
		ng/ml = µg/l	29.3	23.4	35.2	Siemens Centaur XP/XPT/Classic	Siemens Centaur XP/XPT/Classic
		ng/ml = µg/l	29.7	23.8	35.6	Abbott Architect	Abbott Architect
		ng/ml = µg/l	25.1	20.1	30.1	Beckman Dxl800	Beckman Dxl800
		ng/ml = µg/l	23.5	18.8	28.2	Roche Cobas e601/602	Roche Cobas e601/602
		ng/ml = µg/l	23.6	18.9	28.3	Roche Cobas 4000/E411	Roche Cobas 4000/E411
		ng/ml = µg/l	29.5	23.6	35.4	Siemens Atellica IM	Siemens Atellica IM
		ng/ml = µg/l	23.4	18.7	28.1	Roche Cobas e402/e801	Roche Cobas e402/e801
		ng/ml = µg/l	30.0	24.0	36.0	Abbott Alinity i	Abbott Alinity i
		Cortisol	皮质醇	nmol/l	744	558	930
µg/dl	26.8			20.1	33.5		
nmol/l	556			417	695	Siemens Immulite 2000/2500	Siemens Immulite 2000/2500
µg/dl	20.0			15.0	25.0		
nmol/l	564			423	705	Vitros ECI	Vitros ECI
µg/dl	20.3			15.2	25.4		
nmol/l	584			438	730	Abbott Architect	Abbott Architect
µg/dl	21.0			15.8	26.2		
nmol/l	594			446	743	Beckman Dxl800	Beckman Dxl800
µg/dl	21.4			16.1	26.7		
nmol/l	658			494	823	Roche Cobas e601/602	Roche Cobas e601/602
µg/dl	23.7			17.8	29.6		
nmol/l	652			489	815	Roche Cobas 4000/E411	Roche Cobas 4000/E411
µg/dl	23.5			17.6	29.4		
nmol/l	635			476	794	Roche Cobas 4000/e411 Gen II	Roche Cobas 4000/e411 Gen II
µg/dl	22.9			17.1	28.7		
nmol/l	626			470	783	Roche Cobas e601/602 Gen II	Roche Cobas e601/602 Gen II
µg/dl	22.5			16.9	28.1		
nmol/l	808			606	1010	Siemens Atellica IM	Siemens Atellica IM
µg/dl	29.1			21.8	36.4		
nmol/l	612			459	765	Roche Cobas e402/e801	Roche Cobas e402/e801
µg/dl	22.0			16.5	27.5		
nmol/l	624			468	780	Roche Cobas e801 Gen II	Roche Cobas e801 Gen II
µg/dl	22.5			16.8	28.2		
nmol/l	583			437	729	Abbott Alinity i	Abbott Alinity i
µg/dl	21.0			15.7	26.3		
DHEA-S	脱氢表雄酮硫酸盐(DHEA -S)	µmol/l	10.8	8.64	13.0	Siemens Immulite 2000/2500	Siemens Immulite 2000/2500
		µmol/l	12.5	10.0	15.0	Abbott Architect	Abbott Architect
		µmol/l	10.1	8.08	12.1	Beckman Dxl800	Beckman Dxl800
		µmol/l	14.3	11.4	17.2	Roche Cobas 4000/E411	Roche Cobas 4000/E411
		µmol/l	13.6	10.9	16.3	Roche Cobas e601/602	Roche Cobas e601/602
		µmol/l	14.1	11.3	16.9	Roche Cobas e402/e801	Roche Cobas e402/e801
		µmol/l	11.9	9.52	14.3	Abbott Alinity i	Abbott Alinity i
Digoxin	地高辛	nmol/l	2.47	1.98	2.96	Abbott Architect (CMIA)	Abbott Architect (CMIA)
		ng/ml	1.93	1.55	2.31		
		nmol/l	2.92	2.34	3.50	Roche Cobas e402/e801	Roche Cobas e402/e801
		ng/ml	2.28	1.83	2.73		

IMMUNOASSAY PREMIUM PLUS - LEVEL 2 (IA PREMIUM PLUS 2)					免疫质控品 (水平2)				
货号 (Cat. No.)		IA3110 / IA3112		批号 (Lot. No.)		2342EC			
包装规格 (Size) 12 x 5ml / 4 x 5ml 到期 (Expiry) 2026-11-28									
Range 范围									
Analyte	分析项目	unit 单位	Target 靶值	low 低值	high 高值	方法	methods		
Digoxin	地高辛	nmol/l	3.07	2.46	3.68	重量法	Gravimetric		
		ng/ml	2.40	1.92	2.87				
Ethosuximide	乙琥胺	μmol/l	360	288	432	重量法	Gravimetric		
		μg/ml	51.0	40.8	61.3				
Ferritin	铁蛋白	ng/ml = μg/l	95.7	76.6	115	Roche Elecsys/Cobas e411	Roche Elecsys/Cobas e411		
		ng/ml = μg/l	55.0	44.0	66.0	Beckman Access	Beckman Access		
		ng/ml = μg/l	53.6	42.9	64.3	Vitros ECI	Vitros ECI		
		ng/ml = μg/l	63.2	50.6	75.8	Siemens Centaur XP/XPT/Classic	Siemens Centaur XP/XPT/Classic		
		ng/ml = μg/l	87.0	69.6	104	Abbott Architect	Abbott Architect		
		ng/ml = μg/l	94.8	75.8	114	Roche Modular E170 / Roche Cobas e601/602	Roche Modular E170 / Roche Cobas e601/602		
		ng/ml = μg/l	53.8	43.0	64.6	Beckman Dxl800	Beckman Dxl800		
		ng/ml = μg/l	90.7	72.6	109	Abbott Alinity i	Abbott Alinity i		
		ng/ml = μg/l	60.3	48.2	72.4	Siemens Atellica IM	Siemens Atellica IM		
		ng/ml = μg/l	90.9	72.7	109	Roche Cobas e402/e801	Roche Cobas e402/e801		
		Folate	叶酸	nmol/l	11.3	8.59	14.0	Beckman Access	Beckman Access
				ng/ml	4.98	3.79	6.17		
nmol/l	7.27			5.53	9.01	Siemens Immulite 2000	Siemens Immulite 2000		
ng/ml	3.21			2.44	3.98				
nmol/l	6.65			5.05	8.25	Vitros ECI	Vitros ECI		
ng/ml	2.93			2.23	3.63				
nmol/l	9.97			7.58	12.4	Abbott Architect	Abbott Architect		
ng/ml	4.40			3.34	5.46				
nmol/l	20.9			15.9	25.9	Siemens Centaur XP/XPT/Classic (增强型试剂盒)	Siemens Centaur XP/XPT/Classic (enhanced kit)		
ng/ml	9.22			7.01	11.4				
nmol/l	12.0			9.12	14.9	Beckman Dxl 600 / 800 - A98032	Beckman Dxl 600 / 800 - A98032		
ng/ml	5.29			4.02	6.56				
nmol/l	10.2			7.75	12.6	Roche Folate III - 07559992	Roche Folate III - 07559992		
ng/ml	4.50			3.42	5.58				
nmol/l	20.7			15.7	25.7	Siemens Atellica IM	Siemens Atellica IM		
ng/ml	9.13			6.92	11.3				
nmol/l	10.6			8.06	13.1	Abbott Alinity i	Abbott Alinity i		
ng/ml	4.67	3.55	5.79						
nmol/l	10.5	7.98	13.0	Roche Folate 07027290 e801	Roche Folate 07027290 e801				
ng/ml	4.63	3.52	5.74						
Free T3	游离 T3	pmol/l	10.3	7.73	12.9	Beckman Access	Beckman Access		
		ng/dl	0.670	0.502	0.838				
		pg/ml	6.71	5.03	8.39				
		pmol/l	30.4	22.8	38.0	Vitros ECI	Vitros ECI		
		ng/dl	1.98	1.48	2.48				
		pg/ml	19.8	14.8	24.8				
		pmol/l	12.6	9.45	15.8	Siemens Centaur XP/XPT/Classic	Siemens Centaur XP/XPT/Classic		
		ng/dl	0.819	0.614	1.02				
		pg/ml	8.20	6.15	10.3				
		pmol/l	11.2	8.40	14.0	Abbott Architect, 2 点校准	Abbott Architect, 2 point calibration		
		ng/dl	0.728	0.546	0.910				
		pg/ml	7.29	5.47	9.11				

IMMUNOASSAY PREMIUM PLUS - LEVEL 2 (IA PREMIUM PLUS 2)				免疫质控品 (水平2)			
货号 (Cat. No.) IA3110 / IA3112		批号 (Lot. No.) 2342EC		包装规格 (Size) 12 x 5ml / 4 x 5ml		到期 (Expiry) 2026-11-28	
Range 范围							
Analyte	分析项目	unit 单位	Target 靶值	low 低值	high 高值	方法 methods	
Free T3	游离 T3	pmol/l	9.12	6.84	11.4	Beckman Dxl800	Beckman Dxl800
		ng/dl	0.593	0.445	0.741		
		pg/ml	5.94	4.45	7.43		
		pmol/l	14.3	10.7	17.9	Roche Cobas 4000/E411	Roche Cobas 4000/E411
		ng/dl	0.930	0.696	1.16		
		pg/ml	9.31	6.97	11.7		
		pmol/l	14.0	10.5	17.5	Roche Cobas e601/602	Roche Cobas e601/602
		ng/dl	0.910	0.683	1.14		
		pg/ml	9.11	6.84	11.4		
		pmol/l	13.2	9.90	16.5	Siemens Atellica IM	Siemens Atellica IM
		ng/dl	0.858	0.644	1.07		
		pg/ml	8.59	6.44	10.7		
		pmol/l	11.1	8.33	13.9	Abbott Architect, 6 点校准	Abbott Architect, 6 point calibration
		ng/dl	0.722	0.541	0.903		
		pg/ml	7.23	5.42	9.04		
		pmol/l	14.0	10.5	17.5	Roche Cobas e402/e801	Roche Cobas e402/e801
		ng/dl	0.910	0.683	1.14		
		pg/ml	9.11	6.84	11.4		
Free T4	游离 T4	pmol/l	11.3	8.48	14.1	Abbott Alinity, 6 点校准	Abbott Alinity, 6 point cal
		ng/dl	0.735	0.551	0.919		
		pg/ml	7.36	5.52	9.20		
		pmol/l	22.6	17.0	28.3	Beckman Access	Beckman Access
		ng/dl	1.76	1.33	2.19		
		pg/ml	17.6	13.3	21.9		
		pmol/l	60.2	45.2	75.3	Vitros ECI	Vitros ECI
		ng/dl	4.70	3.53	5.87		
		pg/ml	47.0	35.3	58.7		
		pmol/l	20.4	15.3	25.5	Siemens Centaur XP/XPT/Classic	Siemens Centaur XP/XPT/Classic
		ng/dl	1.59	1.19	1.99		
		pg/ml	15.9	11.9	19.9		
		pmol/l	28.7	21.5	35.9	Siemens Immulite 2000/2500	Siemens Immulite 2000/2500
		ng/dl	2.24	1.68	2.80		
		pg/ml	22.4	16.8	28.0		
		pmol/l	21.0	15.8	26.3	Abbott Architect	Abbott Architect
		ng/dl	1.64	1.23	2.05		
		pg/ml	16.4	12.3	20.5		
		pmol/l	21.8	16.4	27.3	Beckman Dxl800	Beckman Dxl800
		ng/dl	1.70	1.28	2.12		
		pg/ml	17.0	12.8	21.2		
		pmol/l	27.3	20.5	34.1	Roche Cobas e601/602	Roche Cobas e601/602
		ng/dl	2.13	1.60	2.66		
		pg/ml	21.3	16.0	26.6		
		pmol/l	27.3	20.5	34.1	Roche Cobas 4000/E411	Roche Cobas 4000/E411
		ng/dl	2.13	1.60	2.66		
		pg/ml	21.3	16.0	26.6		
		pmol/l	20.4	15.3	25.5	Siemens Atellica IM	Siemens Atellica IM
		ng/dl	1.59	1.19	1.99		
		pg/ml	15.9	11.9	19.9		

IMMUNOASSAY PREMIUM PLUS - LEVEL 2 (IA PREMIUM PLUS 2)					免疫质控品 (水平2)		
货号 (Cat. No.) IA3110 / IA3112		批号 (Lot. No.) 2342EC		包装规格 (Size) 12 x 5ml / 4 x 5ml		到期 (Expiry) 2026-11-28	
Range 范围							
Analyte	分析项目	unit 单位	Target 靶值	low 低值	high 高值	方法	methods
Free T4	游离 T4	pmol/l	20.3	15.2	25.4	Abbott Alinity i	Abbott Alinity i
		ng/dl	1.58	1.19	1.97		
		pg/ml	15.8	11.9	19.7		
		pmol/l	29.0	21.8	36.3	Roche Cobas e402/e801	Roche Cobas e402/e801
		ng/dl	2.26	1.70	2.82		
		pg/ml	22.6	17.0	28.2		
FSH	卵泡刺激素	mIU/ml	26.0	20.8	31.2	bioMerieux VIDAS	BioMerieux Vidas
		mIU/ml	19.3	15.4	23.2	Vitros ECI	Vitros ECI
		mIU/ml	27.6	22.1	33.1	Siemens Centaur XP/XPT/Classic	Siemens Centaur XP/XPT/Classic
		mIU/ml	24.4	19.5	29.3	Siemens Immulite 2000/2500	Siemens Immulite 2000/2500
		mIU/ml	21.3	17.0	25.6	Abbott Architect	Abbott Architect
		mIU/ml	28.1	22.5	33.7	Beckman Dxl800	Beckman Dxl800
		mIU/ml	23.7	19.0	28.4	Roche Cobas 4000/E411	Roche Cobas 4000/E411
		mIU/ml	23.1	18.5	27.7	Roche Cobas e601/602	Roche Cobas e601/602
		mIU/ml	27.2	21.8	32.6	Siemens Atellica IM	Siemens Atellica IM
		mIU/ml	21.7	17.4	26.0	Abbott Alinity i	Abbott Alinity i
		mIU/ml	22.6	18.1	27.1	Roche Cobas e402/e801	Roche Cobas e402/e801
		Gentamicin	庆大霉素	µmol/l	8.16	6.53	9.79
µg/ml	3.90			3.12	4.68		
Growth Hormone (GH)	生长激素	µU/ml	18.9	15.1	22.7	Siemens Immulite 2000/2500	Siemens Immulite 2000/2500
		ng/ml	6.29	5.03	7.55		
		µU/ml	16.4	13.1	19.7	Roche Cobas e601/602	Roche Cobas e601/602
		ng/ml	5.46	4.36	6.56		
		µU/ml	14.2	11.4	17.0	Diasorin Liaison XL	Diasorin Liaison XL
		ng/ml	4.73	3.80	5.66		
		µU/ml	15.8	12.6	19.0	Roche Cobas e402/e801	Roche Cobas e402/e801
		ng/ml	5.26	4.20	6.32		
Immunoglobulin E	免疫球蛋白 E (IgE)	KIU/l = IU/ml	131	105	157	Siemens Centaur XP/XPT/Classic	Siemens Centaur XP/XPT/Classic
		KIU/l = IU/ml	120	96.0	144	Abbott Architect	Abbott Architect
		KIU/l = IU/ml	152	122	182	Roche Cobas 4000/E411	Roche Cobas 4000/E411
		KIU/l = IU/ml	144	115	173	Roche Cobas e601/602	Roche Cobas e601/602
		KIU/l = IU/ml	151	121	181	Roche Cobas e402/e801	Roche Cobas e402/e801
						Siemens Immulite 2000	Siemens Immulite 2000
Insulin	胰岛素	µIU/l	3.65	2.74	4.56	Siemens Immulite 2000	Siemens Immulite 2000
		µU/ml	3.65	2.74	4.56		
		µIU/l	11.0	8.25	13.8	Abbott Architect	Abbott Architect
		µU/ml	11.0	8.25	13.8		
		µIU/l	15.0	11.3	18.8	Roche Cobas 4000/E411	Roche Cobas 4000/E411
		µU/ml	15.0	11.3	18.7		
		µIU/l	14.7	11.0	18.4	Roche Cobas 6000/8000	Roche Cobas 6000/8000
		µU/ml	14.7	11.0	18.4		
		µIU/l	10.1	7.58	12.6	Abbott Alinity i	Abbott Alinity i
		µU/ml	10.1	7.58	12.6		
Luteinising Hormone (LH)	促黄体生成素	mIU/ml	30.5	24.4	36.6	bioMerieux VIDAS	BioMerieux Vidas
		mIU/ml	44.1	35.3	52.9	Vitros ECI	Vitros ECI

IMMUNOASSAY PREMIUM PLUS - LEVEL 2 (IA PREMIUM PLUS 2)					免疫质控品 (水平2)		
货号 (Cat. No.) IA3110 / IA3112		批号 (Lot. No.) 2342EC		包装规格 (Size) 12 x 5ml / 4 x 5ml		到期 (Expiry) 2026-11-28	
Range 范围							
Analyte	分析项目	unit 单位	Target 靶值	low 低值	high 高值	方法	methods
Luteinising Hormone (LH)	促黄体生成素	mU/ml	30.4	24.3	36.5	Siemens Centaur XP/XPT/Classic	Siemens Centaur XP/XPT/Classic
		mU/ml	25.1	20.1	30.1	Abbott Architect	Abbott Architect
		mU/ml	24.2	19.4	29.0	Beckman Dxl800	Beckman Dxl800
		mU/ml	34.3	27.4	41.2	Roche Cobas 4000/E411	Roche Cobas 4000/E411
		mU/ml	33.5	26.8	40.2	Roche Cobas e601/602	Roche Cobas e601/602
		mU/ml	31.4	25.1	37.7	Siemens Atellica IM	Siemens Atellica IM
		mU/ml	24.9	19.9	29.9	Abbott Alinity i	Abbott Alinity i
		mU/ml	35.3	28.2	42.4	Roche Cobas e402/e801	Roche Cobas e402/e801
Oestradiol	雌二醇	pmol/l	669	535	803	Abbott Architect	Abbott Architect
		pg/ml	182	146	218		
		pmol/l	740	592	888	Roche Cobas e601/602 (Estradiol III)	Roche Cobas e601/602 (Estradiol III)
		pg/ml	201	161	241		
		pmol/l	726	581	871	Roche Cobas 4000/E411 (Estradiol III)	Roche Cobas 4000/E411 (Estradiol III)
		pg/ml	197	158	236		
		pmol/l	701	561	841	Beckman Dxl600/800 Sensitive B84493	Beckman Dxl600/800 Sensitive B84493
		pg/ml	191	153	229		
		pmol/l	1018	814	1222	Siemens Atellica IM	Siemens Atellica IM
		pg/ml	277	221	333		
		pmol/l	670	536	804	Abbott Alinity i	Abbott Alinity i
		pg/ml	182	146	218		
Paracetamol	扑热息痛	mmol/l	0.320	0.256	0.384	Roche Cobas c501/502/503/701/702	Roche Cobas c501/502/503/701/702
		mg/l	48.4	38.7	58.1		
		mmol/l	0.348	0.280	0.420	重量法	Gravimetric
		mg/l	52.7	42.4	63.5		
Phenobarbital	苯巴比妥	µmol/l	80.4	64.3	96.5	Siemens Immulite 2000/2500	Siemens Immulite 2000/2500
		µg/ml	18.7	14.9	22.5		
		µmol/l	78.7	63.0	94.4	Beckman AU 仪器	Beckman AU400/600/640/2700/5400
		µg/ml	18.3	14.6	22.0		
		µmol/l	77.2	61.8	92.6	Roche Cobas C303/501/502/503/701	Roche Cobas C303/501/502/503/701
		µg/ml	17.9	14.3	21.5		
Phenytoin	苯妥英	µmol/l	77.6	62.1	93.1	重量法	Gravimetric
		µg/ml	18.0	14.4	21.6		
		µmol/l	68.1	54.5	81.7	Abbott Architect	Abbott Architect
		µg/ml	17.2	13.8	20.6		
		µmol/l	65.0	52.0	78.0	Roche Cobas 6000/8000	Roche Cobas 6000/8000
Primidone	普里米酮	µg/ml	16.4	13.1	19.7		
		µmol/l	71.3	57.0	85.6	重量法	Gravimetric
		µg/ml	18.0	14.4	21.6		
		µmol/l	22.5	18.0	27.0	重量法	Gravimetric
		µg/ml	4.91	3.93	5.89		
Progesterone	孕酮	nmol/l	32.9	26.3	39.5	bioMerieux VIDAS	BioMerieux Vidas
		ng/ml	10.3	8.23	12.4		
		nmol/l	22.9	18.3	27.5	Siemens Centaur XP/XPT/Classic	Siemens Centaur XP/XPT/Classic
		ng/ml	7.17	5.73	8.61		

IMMUNOASSAY PREMIUM PLUS - LEVEL 2 (IA PREMIUM PLUS 2)					免疫质控品 (水平2)				
货号 (Cat. No.) IA3110 / IA3112		批号 (Lot. No.) 2342EC		包装规格 (Size) 12 x 5ml / 4 x 5ml		到期 (Expiry) 2026-11-28			
Range 范围									
Analyte	分析项目	unit 单位	Target 靶值	low 低值	high 高值	方法	methods		
Progesterone	孕酮	nmol/l	25.4	20.3	30.5	Siemens Immulite 2000/2500	Siemens Immulite 2000/2500		
		ng/ml	7.95	6.35	9.55				
		nmol/l	28.8	23.0	34.6	Abbott Architect	Abbott Architect		
		ng/ml	9.01	7.20	10.8				
		nmol/l	22.4	17.9	26.9	Beckman Dxl Prog DE Cal A80773	Beckman Dxl Prog DE Cal A80773		
		ng/ml	7.01	5.60	8.42				
		nmol/l	32.3	25.8	38.8	Roche Cobas e601/602 (Prog. III)	Roche Cobas e601/602 (Prog. III)		
		ng/ml	10.1	8.08	12.1				
		nmol/l	32.1	25.7	38.5	Roche Cobas 4000/e411 (Prog. III)	Roche Cobas 4000/e411 (Prog. III)		
		ng/ml	10.0	8.04	12.0				
		nmol/l	26.4	21.1	31.7	Abbott Alinity i	Abbott Alinity i		
		ng/ml	8.26	6.60	9.92				
		nmol/l	25.4	20.3	30.5	Siemens Atellica IM	Siemens Atellica IM		
		ng/ml	7.95	6.35	9.55				
		nmol/l	32.8	26.2	39.4	Roche Cobas e801 (Prog. III)	Roche Cobas e801 (Prog. III)		
		ng/ml	10.3	8.20	12.4				
Prolactin	泌乳素	µU/ml	658	526	790	bioMerieux VIDAS	BioMerieux Vidas		
		µU/ml	538	430	646	Vitros ECI	Vitros ECI		
		µU/ml	455	364	546	Siemens Centaur XP/XPT/Classic	Siemens Centaur XP/XPT/Classic		
		µU/ml	567	454	680	Abbott Architect	Abbott Architect		
		µU/ml	522	418	626	Beckman Dxl800	Beckman Dxl800		
		µU/ml	760	608	912	Roche Cobas 4000/E411	Roche Cobas 4000/E411		
		µU/ml	727	582	872	Roche Cobas e601/602	Roche Cobas e601/602		
		µU/ml	457	366	548	Siemens Atellica IM	Siemens Atellica IM		
		µU/ml	611	489	733	Abbott Alinity i	Abbott Alinity i		
		µU/ml	699	559	839	Roche Cobas e801 PRL II	Roche Cobas e801 PRL II		
		ng/ml = µg/l	13.9	10.4	17.4	Abbott Architect	Abbott Architect		
		ng/ml = µg/l	11.8	8.85	14.8	Roche Cobas 4000/E411	Roche Cobas 4000/E411		
ng/ml = µg/l	11.3	8.48	14.1	Roche Cobas e601/602	Roche Cobas e601/602				
ng/ml = µg/l	14.4	10.8	18.0	Abbott Alinity i	Abbott Alinity i				
ng/ml = µg/l	10.7	8.03	13.4	Roche Cobas e402/e801	Roche Cobas e402/e801				
PSA Free	游离前列腺特异抗原 (fPSA)	ng/ml = µg/l	17.7	13.3	22.1	Beckman Access 标准化到Hybritech	Beckman Access standardised to Hybritech		
		ng/ml = µg/l	13.2	9.90	16.5	Siemens Centaur XP/XPT/Classic	Siemens Centaur XP/XPT/Classic		
		ng/ml = µg/l	10.7	8.03	13.4	Abbott Architect	Abbott Architect		
		ng/ml = µg/l	16.9	12.7	21.1	Beckman DXI 标准化到 Hybritech	Beckman Dxl standardised to Hybritech		
		ng/ml = µg/l	13.1	9.83	16.4	Beckman Dxl800 标准化到WHO IRP96/670	Beckman Dxl800 standardised to WHO IRP96/670		
		ng/ml = µg/l	15.3	11.5	19.1	Roche Cobas 4000/E411	Roche Cobas 4000/E411		
		ng/ml = µg/l	14.7	11.0	18.4	Roche Cobas e601/602	Roche Cobas e601/602		
		ng/ml = µg/l	14.8	11.1	18.5	Ortho Vitros 3600/5600/ECI PSA II	Ortho Vitros 3600/5600/ECI PSA II		
		ng/ml = µg/l	14.1	10.6	17.6	Siemens Atellica IM	Siemens Atellica IM		
		ng/ml = µg/l	10.9	8.18	13.6	Abbott Alinity i	Abbott Alinity i		
		ng/ml = µg/l	14.1	10.6	17.6	Roche Cobas e402/e801	Roche Cobas e402/e801		
		Salicylic Acid	水杨酸	mmol/l	1.22	0.980	1.46	重量法	Gravimetric
				mg/dl	16.9	13.5	20.2		
		SHBG	性激素结合球蛋白 (SHBG)	nmol/l	36.5	29.2	43.8	Siemens Immulite 2000/2500	Siemens Immulite 2000/2500
				nmol/l	39.4	31.5	47.3	Abbott Architect	Abbott Architect

IMMUNOASSAY PREMIUM PLUS - LEVEL 2 (IA PREMIUM PLUS 2)					免疫质控品 (水平2)		
货号 (Cat. No.) IA3110 / IA3112		批号 (Lot. No.) 2342EC		包装规格 (Size) 12 x 5ml / 4 x 5ml		到期 (Expiry) 2026-11-28	
Range 范围							
Analyte	分析项目	unit 单位	Target 靶值	low 低值	high 高值	方法	methods
SHBG	性激素结合球蛋白 (SHBG)	nmol/l	35.3	28.2	42.4	Roche Cobas e801 - 413429	Roche Cobas e801 - 413429
		nmol/l	36.4	29.1	43.7	Roche analysers - 413417/15	Roche analysers - 413417/15
		nmol/l	40.5	32.4	48.6	Abbott Alinity i	Abbott Alinity i
T Uptake	甲状腺素结合力	%U	TBD	TBD	TBD	Siemens Immulite 2000	Siemens Immulite 2000
Testosterone	睾酮	nmol/l	13.5	10.8	16.2	Siemens Immulite 2000/2500	Siemens Immulite 2000/2500
		ng/ml	3.89	3.11	4.67		
		ng/dl	389	311	467		
		nmol/l	12.1	9.68	14.5	Abbott Architect	Abbott Architect
		ng/ml	3.48	2.79	4.17		
		ng/dl	348	279	417		
		nmol/l	11.1	8.88	13.3	Beckman Dxl800	Beckman Dxl800
		ng/ml	3.20	2.56	3.84		
		ng/dl	320	256	384		
		nmol/l	12.8	10.2	15.4	Roche Cobas 4000/e411 Test II	Roche Cobas 4000/e411 Test II
		ng/ml	3.69	2.94	4.44		
		ng/dl	369	294	444		
		nmol/l	12.9	10.3	15.5	Roche Cobas e601/602 Test II	Roche Cobas e601/602 Test II
		ng/ml	3.72	2.97	4.47		
		ng/dl	372	297	447		
		nmol/l	11.5	9.20	13.8	Abbott Architect 第 2 代	Abbott Architect 2nd Generation
		ng/ml	3.31	2.65	3.97		
		ng/dl	331	265	397		
		nmol/l	13.4	10.7	16.1	Siemens Centaur TST II	Siemens Centaur TST II
		ng/ml	3.86	3.08	4.64		
		ng/dl	386	308	464		
		nmol/l	13.1	10.5	15.7	Siemens Atellica IM	Siemens Atellica IM
		ng/ml	3.77	3.02	4.52		
		ng/dl	377	302	452		
		nmol/l	12.7	10.2	15.2	Roche Cobas e801 Test II	Roche Cobas e801 Test II
		ng/ml	3.66	2.94	4.38		
		ng/dl	366	294	438		
		nmol/l	12.4	9.92	14.9	Abbott Alinity i	Abbott Alinity i
		ng/ml	3.57	2.86	4.28		
		ng/dl	357	286	428		
Theophylline	茶碱	μmol/l	83.8	67.0	101	重量法	Gravimetric
		μg/ml	15.1	12.1	18.2		
Thyroglobulin	甲状腺球蛋白	ng/ml	15.4	11.6	19.3	Siemens Immulite 2000	Siemens Immulite 2000
		ng/ml	36.2	27.2	45.3	Roche Cobas e601/602	Roche Cobas e601/602
		ng/ml	40.7	30.5	50.9	Abbott Architect 2000i	Abbott Architect 2000i
		ng/ml	35.7	26.8	44.6	Roche Cobas e601/602 Tg II	Roche Cobas e601/602 Tg II
		ng/ml	35.7	26.8	44.6	Roche Cobas e801 Tg II	Roche Cobas e801 Tg II
		ng/ml	38.1	28.6	47.6	Abbott Alinity i	Abbott Alinity i
		ng/ml	38.1	28.6	47.6	Abbott Alinity i	Abbott Alinity i
Thyroid Stimulating Hormone	促甲状腺激素	μU/ml = mIU/l	2.33	1.86	2.80	Beckman Access hyperTSH 第 3 代	Beckman Access hyperTSH 3rd Generation
		μU/ml = mIU/l	2.31	1.85	2.77	Vitros ECI	Vitros ECI
		μU/ml = mIU/l	2.23	1.78	2.68	Siemens Immulite 2000/2500	Siemens Immulite 2000/2500
		μU/ml = mIU/l	1.96	1.57	2.35	Abbott Architect	Abbott Architect

IMMUNOASSAY PREMIUM PLUS - LEVEL 2 (IA PREMIUM PLUS 2)				免疫质控品 (水平2)			
货号 (Cat. No.) IA3110 / IA3112		批号 (Lot. No.) 2342EC		包装规格 (Size) 12 x 5ml / 4 x 5ml		到期 (Expiry) 2026-11-28	
Range 范围							
Analyte	分析项目	unit 单位	Target 靶值	low 低值	high 高值	方法	methods
Thyroid Stimulating Hormone	促甲状腺激素	μU/ml = mIU/l	2.62	2.10	3.14	Roche Cobas 4000/E411	Roche Cobas 4000/E411
		μU/ml = mIU/l	2.60	2.08	3.12	Roche Cobas e601/602	Roche Cobas e601/602
		μU/ml = mIU/l	2.43	1.94	2.92	Siemens Centaur XP/XPT/Classic TSH3-Ultra	Siemens Centaur XP/XPT/Classic TSH3-Ultra
		μU/ml = mIU/l	2.12	1.70	2.54	Beckman Dxl 600/800 Access (3rd IS)	Beckman Dxl 600/800 Access (3rd IS)
		μU/ml = mIU/l	2.43	1.94	2.92	Siemens Atellica IM	Siemens Atellica IM
		μU/ml = mIU/l	1.92	1.54	2.30	Abbott Alinity i	Abbott Alinity i
		μU/ml = mIU/l	2.46	1.97	2.95	Roche Cobas e402/e801	Roche Cobas e402/e801
Tobramycin	托普霉素	μmol/l μg/ml	7.16 3.35	5.73 2.68	8.59 4.02	重量法	Gravimetric
Total Beta hCG	总β人绒毛膜促性腺激素	mIU/ml=IU/l	86.8	69.4	104	Vitros ECI	Vitros ECI
		IU/ml	0.087	0.069	0.105		
		mIU/ml=IU/l	5.79	4.63	6.95	Siemens Centaur XP/XPT/Classic	Siemens Centaur XP/XPT/Classic
		IU/ml	0.006	0.005	0.007		
		mIU/ml=IU/l	179	143	215	Siemens Immulite 2000	Siemens Immulite 2000
		IU/ml	0.179	0.143	0.215		
		mIU/ml=IU/l	5.32	4.26	6.38	Abbott Architect	Abbott Architect
		IU/ml	0.005	0.004	0.006		
		mIU/ml=IU/l	33.8	27.0	40.6	Roche hCG+Beta	Roche hCG+Beta
		IU/ml	0.034	0.027	0.041		
		mIU/ml=IU/l	6.73	5.38	8.08	Beckman Dxl Total BhCG (5th IS)	Beckman Dxl Total BhCG (5th IS)
		IU/ml	0.007	0.005	0.009		
		mIU/ml=IU/l	5.79	4.63	6.95	Siemens Atellica IM	Siemens Atellica IM
		IU/ml	0.006	0.005	0.007		
		mIU/ml=IU/l	5.34	4.27	6.41	Abbott Alinity i	Abbott Alinity i
		IU/ml	0.005	0.004	0.006		
Total T3	总 T3	mIU/ml=IU/l	33.1	26.5	39.7	Roche hCG+Beta e801	Roche hCG+Beta e801
		IU/ml	0.033	0.027	0.039		
		nmol/l	3.91	2.93	4.89	Siemens Centaur XP/XPT/Classic	Siemens Centaur XP/XPT/Classic
		ng/ml	2.55	1.91	3.19		
		ng/dl	255	191	319		
		nmol/l	3.07	2.30	3.84	Abbott Architect	Abbott Architect
		ng/ml	2.00	1.50	2.50		
		ng/dl	200	150	250		
		nmol/l	4.12	3.09	5.15	Vitros ECI	Vitros ECI
		ng/ml	2.68	2.01	3.35		
		ng/dl	268	201	335		
		nmol/l	3.90	2.93	4.88	Roche Cobas 4000/E411	Roche Cobas 4000/E411
		ng/ml	2.54	1.91	3.17		
		ng/dl	254	191	317		
		nmol/l	3.89	2.92	4.86	Roche Cobas e601/602	Roche Cobas e601/602
		ng/ml	2.53	1.90	3.16		
		ng/dl	253	190	316		
		nmol/l	3.20	2.40	4.00	Abbott Alinity i	Abbott Alinity i
		ng/ml	2.08	1.56	2.60		
		ng/dl	208	156	260		
		nmol/l	4.15	3.11	5.19	Siemens Atellica IM	Siemens Atellica IM
ng/ml	2.70	2.02	3.38				
ng/dl	270	202	338				

IMMUNOASSAY PREMIUM PLUS - LEVEL 2 (IA PREMIUM PLUS 2)				免疫质控品 (水平2)		
货号 (Cat. No.) IA3110 / IA3112		批号 (Lot. No.) 2342EC		包装规格 (Size) 12 x 5ml / 4 x 5ml		到期 (Expiry) 2026-11-28
Range 范围						
Analyte	分析项目	unit 单位	Target 靶值	low 低值	high 高值	方法
Total T3	总 T3	nmol/l	4.14	3.11	5.18	Roche Cobas e402/e801
		ng/ml	2.70	2.02	3.38	
		ng/dl	270	202	338	
Total T4	总 T4	nmol/l	113	84.8	141	Vitros ECI
		µg/dl	8.81	6.61	11.0	
		ng/ml	88.1	66.1	110	
		nmol/l	112	84.0	140	Beckman Access
		µg/dl	8.74	6.55	10.9	
		ng/ml	87.4	65.5	109	
		nmol/l	113	84.8	141	Siemens Centaur XP/XPT/Classic
		µg/dl	8.81	6.61	11.0	
		ng/ml	88.1	66.1	110	
		nmol/l	107	80.3	134	Siemens Immulite 2000/2500
		µg/dl	8.35	6.26	10.4	
		ng/ml	83.5	62.6	104	
		nmol/l	105	78.8	131	Abbott Architect
		µg/dl	8.19	6.15	10.2	
		ng/ml	81.9	61.5	102	
		nmol/l	106	79.5	133	Roche Cobas 4000/E411
		µg/dl	8.27	6.20	10.3	
		ng/ml	82.7	62.0	103	
		nmol/l	102	76.5	128	Roche Cobas e601/602
		µg/dl	7.96	5.97	9.95	
		ng/ml	79.6	59.7	100	
		nmol/l	108	81.0	135	Abbott Alinity i
		µg/dl	8.42	6.32	10.5	
		ng/ml	84.2	63.2	105	
		nmol/l	122	91.5	153	Siemens Atellica IM
		µg/dl	9.52	7.14	11.9	
		ng/ml	95.2	71.4	119	
		nmol/l	100	75.0	125	Roche Cobas e402/e801
		µg/dl	7.80	5.85	9.75	
		ng/ml	78.0	58.5	97.5	
Valproic Acid	丙戊酸	µmol/l	617	494	740	Abbott Architect (CMIA)
		µg/ml	89.0	71.3	107	
		µmol/l	603	482	724	Roche Cobas 6000/8000
		µg/ml	87.0	69.6	104	
		µmol/l	597	478	716	Abbott Alinity (PETINA)
		µg/ml	86.1	69.0	103	
Vancomycin	万古霉素	µmol/l	638	510	766	重量法
		µg/ml	92.1	73.6	111	
		µmol/l	7.81	6.25	9.37	Abbott Architect (CMIA)
		µg/ml	11.6	9.29	13.9	
µmol/l	6.32	5.06	7.58	Roche Cobas 6000/8000		
µg/ml	9.39	7.52	11.3			

IMMUNOASSAY PREMIUM PLUS - LEVEL 2 (IA PREMIUM PLUS 2)					免疫质控品 (水平2)		
货号 (Cat. No.) IA3110 / IA3112		批号 (Lot. No.) 2342EC		包装规格 (Size) 12 x 5ml / 4 x 5ml		到期 (Expiry) 2026-11-28	
Range 范围							
Analyte	分析项目	unit 单位	Target 靶值	low 低值	high 高值	方法	methods
Vancomycin	万古霉素	μmol/l	7.10	5.68	8.52	重量法	Gravimetric
		μg/ml	10.5	8.44	12.7		
Vitamin B12	维生素 B12	pmol/l	332	266	398	Beckman Access	Beckman Access
		pg/ml	450	360	540		
		pmol/l	436	349	523	Siemens Centaur XP/XPT/Classic	Siemens Centaur XP/XPT/Classic
		pg/ml	591	473	709		
		pmol/l	431	345	517	Siemens Immulite 2000	Siemens Immulite 2000
		pg/ml	584	467	701		
		pmol/l	392	314	470	Abbott Architect	Abbott Architect
		pg/ml	531	425	637		
		pmol/l	402	322	482	Vitros ECI	Vitros ECI
		pg/ml	545	436	654		
		pmol/l	317	254	380	Beckman Dxl800	Beckman Dxl800
		pg/ml	430	344	516		
		pmol/l	441	353	529	Roche Cobas 4000/e411 Gen II	Roche Cobas 4000/e411 Gen II
		pg/ml	598	478	718		
		pmol/l	439	351	527	Roche Cobas e601/602 Gen II	Roche Cobas e601/602 Gen II
		pg/ml	595	476	714		
		pmol/l	452	362	542	Siemens Atellica IM	Siemens Atellica IM
		pg/ml	612	491	733		
		pmol/l	394	315	473	Abbott Alinity i	Abbott Alinity i
		pg/ml	534	427	641		
		pmol/l	421	337	505	Roche Cobas e801 Gen II	Roche Cobas e801 Gen II
		pg/ml	570	457	683		