

昆虫培养基使用说明书

产品组分：

| Component | WS1146 | Store |
|-----------|---------|-------|
| 昆虫培养基 | 2×500ml | 4℃，一年 |
| 说明书 | 1份 | / |

产品说明：

本公司的昆虫培养基，经无菌超纯水配置，严格过滤除菌处理。为了模拟特定昆虫体液的主要理化性质，配制了多种昆虫组织培养基。应用最广泛的是施耐德(Schneider)的培养基和埃卡里(Echalier)和奥汉纳森(Ohanessian)的 D-22 培养基。果蝇细胞已被用于研究多种生物学过程，包括遗传学、内分泌学、生理学、细胞生物学以及重组蛋白表达。当添加 5-20%的热灭活胎牛血清时，Schneider's 培养基可支持原代和已建立的果蝇来源细胞的快速生长。培养基已用于施耐德最初从果蝇环胎获得的细胞系的生长和维持，以及其他双翅类物种的细胞培养。本公司可以根据客户需求，定制不同种氨基酸缺陷型，维生素缺陷型或者某种元素缺陷型的培养基。

使用方法:

本产品为即用型，经过滤除菌，使用前不必再进行稀释或过滤除菌等任何处理。

注意事项:

- 1.注意无菌操作。
- 2.为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3.本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗。