

水琼脂培养基

产品组分:

Component	WS1170	Store
水琼脂培养基	250g	RT, 一年
说明书	1 份	/

产品说明:

用于饲料细菌总数测定中覆盖或凝酶阳性葡萄球菌检测。

使用方法:

称取本品 20g 于 1L 蒸馏水或去离子水中(可按比例增加或减少配制量), 加热煮沸至完全解, 分装, 121℃ 高压灭菌 15 分钟, 灭菌结束后请摇匀, 以防琼脂沉积于器皿底部而凝固, 备用。