

One Click™一键水分测定 快速而精确



One Click™一键用户界面

大屏幕的彩色触摸屏，具有浅显易懂，快速操作的One Click™一键用户界面。所有的用户都可以在自己的主界面设置独一无二的快捷键，一键开始分析任务。



无隔膜电解电极

用户可以选择有隔膜或者无隔膜两种电解电极。无隔膜电解电极无需阴极液，对大多数样品测试提供了更多的便利。其独一无二的设计，使其更适合非常精确的低水分含量测定。



灵活的数据输出

梅特勒-托利多新智能系列卡尔费休水分仪提供多种数据处理方式，可以选择以CSV、PDF或XML格式输出数据。打印机或U盘等设备可通过USB接口连接并自动识别。



C10S库仑法卡尔费休水分仪

C10S型卡尔费休水分仪结合了便于操作的特点，可以实现快速和精确的水分含量测定。以单次测量或者具有统计功能的样品系列方式测量任何1ppm以上水分含量的样品。

- One Click™一键操作的彩色触摸屏
- 具有中/英/德/法/西班牙语/意大利/俄/波兰/韩/葡萄牙10种语言的操作界面
- 具有有隔膜和无隔膜两种电解电极
- 连接USB打印机或者USB-P25打印机实现安全的符合GLP规范的数据记录

功能参数		C10S
One Click™ 一键滴定	具有快捷键的用户主界面	•
	每个用户快捷键个数	4
热插接和即插即用	溶剂管理器	•
	USB商用打印机/USB-P25打印机	•
	U盘	•
加热炉	D0308单样品加热炉	•
	KF标准方法的个数	1
方法和样品系列	最多保存用户方法的个数	5
	每个系列中样品的个数	120
	自动开始：添加样品后自动开始	•
	每个方法计算/结果的最大个数	3
	多达120个样品的统计，包括结果界限检查和超限终止	•
	结果重新计算	•
	屏幕在线显示信息：t(时间)，水量，E(电位)，搅拌速度，C(消耗量)，drift(漂移值)	•
	测量数据表信息：t(时间)，水量，E(电位)，C(消耗量)，drift(漂移值)	•
	在线显示和打印曲线：E-C, E-t, C-t, drift-t, 水量-t	•
	在线帮助	•
数据输出	USB，以太网，PDF	•
语言	具有中/英/德/法/西班牙/意大利/俄/波兰/韩/葡萄牙10种语言的操作界面和报告	•
	以太网(TCP/IP)	1
通讯接口	COM (串口连接)	1
	USB主口(打印机，U盘)	2
	内置磁力搅拌器	1
	泵/搅拌	1

技术参数

极化电极接口	测量范围	-2000...+2000 mV
	分辨率	0.1 mV
	极化电流源范围	0...24 µA
	极化电流源分辨率	0.1 µA
电解电极接口	电流	可选100、200、300、400mA或Auto
使用环境	环境温度	+5...+40 °C
	大气湿度	31 °C时最大湿度80%
滴定仪尺寸	宽 x 深 x 高/重量	210 x 340 x 312 mm / 3.3 kg
	玻璃滴定杯	200 mL
控制和显示	触摸屏	VGA 5.7" color TFT, 640 x 480 pixel
应用 (与环境 and 操作相关)	测量漂移值	在线漂移， < 2 µg/min
	测量范围	10 µg...200 mg
	测量分辨率	0.1 µg
	测量重复性	0.3% (>1 mg H ₂ O/样品)

www.mt.com/titration

访问网站，获得更多信息



梅特勒-托利多
实验室/过程分析/产品检测设备
 地址：上海市桂平路589号
 邮编：200233
 电话：021-64850435
 传真：021-64853351
 E-mail: ad@mt.com

工业/商业衡器及系统
 地址：江苏省常州市新北区太湖西路111号
 邮编：213125
 电话：0519-86642040
 传真：0519-86641991
 E-mail: ad@mt.com

欢迎添加实验室微信号



微信号：MT-LAB



梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因，产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况，恕不另行通知。
 12320647 Printed in P.R. China 2016/03