

## 硫氧还蛋白过氧化物酶（TPX）检测试剂盒（分光光度法）

**注意：正式测定之前选择 2-3 个预期差异大的样本做预测定。**

### 测定意义：

TPX 属于过氧化物酶家族，在体内主要通过还原过氧化氢和一些氢过氧化物来实现抗氧化作用，功能与 GPX 类似，也是谷胱甘肽氧化还原循环关键酶之一。TPX 普遍存在于各种生物体内，如酵母、植物、动物、原生动物、寄生虫、细菌和古细菌，在进化上高度保守。TPX 与细胞增殖、分化、细胞凋亡及肿瘤发生调控密切相关。TPX 的主要功能包括细胞脱毒、抗氧化和调节由过氧化氢介导的信号转导和免疫反应。

### 测定原理：

TPX 催化  $H_2O_2$  氧化二硫苏糖醇（DTT）， $H_2O_2$  的吸收波长为 240nm，通过测定 240nm 吸光度的下降速率，即可计算出 TPX 活性。

### 试剂组成和配制：

试剂一：液体 50mL×1 瓶，室温保存。

试剂二：液体 50mL×1 瓶，-20℃保存。

试剂三：液体 5mL×1 瓶，4℃。

### 粗酶液提取：

- 组织：**按照组织质量（g）：试剂一体积（mL）为 1：5~10 的比例（建议称取约 0.1g 组织，加入 1mL 试剂一）进行冰浴匀浆。8000g，4℃离心 10min，取上清置冰上待测。
- 细菌、真菌：**按照细胞数量（ $10^4$  个）：试剂一体积（mL）为 500~1000：1 的比例（建议 500 万细胞加入 1mL 试剂一），冰浴超声波破碎细胞（功率 300w，超声 3 秒，间隔 7 秒，总时间 3min）；然后 8000g，4℃，离心 10min，取上清置于冰上待测。
- 血清等液体：**直接测定。

### TPX 测定步骤：

- 分光光度计预热 30min，调节波长到 240 nm，蒸馏水调零。
- 试剂二置于 25℃（一般物种）或者 37℃（哺乳动物）水浴预热 30 min。
- 取 1mL 石英比色皿，加入 20  $\mu$ L 上清液，**900  $\mu$ L 试剂二**，80  $\mu$ L 试剂三，迅速混匀后于 240 nm 测定 10 s 和 130 s 吸光度，记为 A1 和 A2。

## TPX 活性计算公式:

### (1). 按蛋白浓度计算

活性单位定义: 25°C 或者 37°C 中, 每毫克蛋白每分钟催化 1nmol H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 降解为 1 个酶活单位。

$$\begin{aligned} \text{TPX 活性 (nmol/min /mg prot)} &= (A1 - A2) \div \varepsilon \div d \times V \text{ 反总} \div (Cpr \times V \text{ 样}) \div T \\ &= 573 \times (A1 - A2) \div Cpr \end{aligned}$$

### (2). 按样本质量计算

活性单位定义: 25°C 或者 37°C 中, 每克样本每分钟催化 1nmol H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 降解为 1 个酶活单位。

$$\begin{aligned} \text{TPX 活性 (nmol/min/g 鲜重)} &= (A1 - A2) \div \varepsilon \div d \times V \text{ 反总} \div (W \times V \text{ 样} \div V \text{ 样总}) \div T \\ &= 573 \times (A1 - A2) \div W \end{aligned}$$

### (3) 按细胞数量计算

活性单位定义: 25°C 或者 37°C 中, 每 10<sup>4</sup> 个细胞每分钟催化 1nmol H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 降解为 1 个酶活单位。

$$\begin{aligned} \text{TPX 活性 (nmol/min/10}^4 \text{ cell)} &= (A1 - A2) \div \varepsilon \div d \times V \text{ 反总} \div (\text{细胞数量} \times V \text{ 样} \div V \text{ 样总}) \div T \\ &= 573 \times (A1 - A2) \div \text{细胞数量} \end{aligned}$$

### (4) 按液体体积计算

活性单位定义: 25°C 或者 37°C 中, 每毫升液体每分钟催化 1nmol H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 降解为 1 个酶活单位。

$$\begin{aligned} \text{TPX 活性 (nmol/min /mL)} &= (A1 - A2) \div \varepsilon \div d \times V \text{ 反总} \div V \text{ 样} \div T \\ &= 573 \times (A1 - A2) \end{aligned}$$

$\varepsilon$ : H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 的摩尔消光系数, 43600 L/mol/cm=0.0436 L/ $\mu$ mol/cm;

d: 比色皿光径, 1cm;

V 反总: 反应体系总体积 (L), 1000  $\mu$  L=0.001 L;

Cpr: 上清液蛋白质浓度 (mg/mL);

V 样: 加入反应体系中上清液体积 (mL), 20  $\mu$  L=0.02 mL;

V 样总: 加入提取液体积, 1mL;

W, 样本质量, g;

T: 反应时间 (min), 2min。