

## 酪胺琼脂培养基

### 产品组分:

| Component  | WS1164 | Store  |
|------------|--------|--------|
| 酪胺琼脂培养基说明书 | 250g   | RT, 一年 |
| 说明书        | 1 份    | /      |

### 产品说明:

英文名称: Casitone Agar Medium

产品用途: 符合 2020 版兽药典, 用于兽药、生物制品的无菌检查

参考标准: 兽药典、兽药典 2020 版

### 产品组分:

| 组分                                 |                |
|------------------------------------|----------------|
| Pancreatic Digest of Casein(胰酪蛋白胨) | 15.0g          |
| Yeast Extract(酵母浸出粉)               | 5.0g           |
| Glucose (无水葡萄糖)                    | 5.0g           |
| L-Cystine(L-半胱氨酸盐酸盐)               | 0.5g           |
| Sodium Chloride(氯化钠)               | 2.5g           |
| Agar(琼脂)                           | 12.0g          |
| pH                                 | 7.1 ± 0.2(25℃) |

### 使用方法:

称取本品 40g 于 1L 蒸馏水或去离子水中, 加热煮沸持续沸腾 1 分钟以上使溶解, 分装, 116℃ 灭菌 30 分钟, 灭菌结束后请摇匀以防琼脂沉淀于底部而凝固, 倾注平板, 备用。