

编号	产品货号	产品名称	规格	用途
1	HB0102-2a	万古霉素1mg	1mg*5支	每支添加于100mL 改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤-万古霉素(mLST-Vm)或克洛诺菌筛选肉汤基础
2	HB0103	4-甲基伞形酮-D-葡萄糖醛酸苷(MUG)	0.1g	每支添加于1000mL哥伦比亚MUG培养基或添加于LST培养基制成LST-MUG
3	HB0106	新生霉素2mg	2mg/支*5	每支添加于100mL mTSB肉汤
4	HB0106-1	新生霉素4.5mg	4.5mg/支*5	每支添加于225mL改良EC(mEC+n)肉汤或mEC肉汤或
5	HB0121-1	山梨醇麦康凯琼脂添加	1ml*5	每支添加于200mL 山梨醇麦康凯琼脂基础
6	HB0121-2	改良山梨醇麦康凯琼脂添加剂	1ml*5支	每支添加于200mL 改良山梨醇麦康凯琼脂基础
7	HB0122	噻孢霉素	1.25µg	每支添加于100mL 山梨醇麦康凯琼脂基础
8	HB0123	1%亚硝酸盐钾	5ml*10	每支添加于2500mL亚硝酸盐肉汤培养基基础或4.5mL添加于100mL的亚硝酸盐血琼脂基础或取1mL添加于1000mL四号琼脂或取0.5mL添加于1000mL庆大霉素琼脂或每支添加于250mLV-J琼脂培养基
9	HB0124-1a	硫酸庆大霉素4mg	1ml*5支	每支添加于200mL 哥伦比亚琼脂培养基或培养基Q
10	HB0134a	硫酸新霉素0.1g	0.1g*5支	每支添加于200mL BDS培养基
11	HB0242-1	改良skirrow氏琼脂添加	1ml*5支	每支添加于100mL 改良Skirrow氏琼脂基础
12	HB0243a	改良Camp-bap琼脂添加剂A	1ml*5	每支添加于100mL 改良Camp-BAP氏琼脂基础
13	HB0243b	改良Camp-bap琼脂添加剂B	1ml*5	每支添加于100mL 改良Camp-BAP氏琼脂基础
14	HB0248a	多粘菌素B1万单位	1万单位*5支	每支添加于100ml甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础(MYP)或改良MYP或100ml蜡样芽孢杆菌选择性琼脂培养基基础或100ml胰酪胨大豆多粘菌素肉汤基础(SN)
15	HB0249a	多粘菌素B1mg	1mg*5支	每支添加于100mL 胰酪胨大豆多粘菌素肉汤基础
16	HB0249b	多粘菌素B2.25万单位	2.25万单位*5支	每支添加于225mL 胰酪胨大豆多粘菌素肉汤基础
17	HB0253a	D-环丝氨酸	5ml*10	每支添加于100mL TSC
18	HB0254	D-环丝氨酸0.2g	0.2g	每支溶解过滤除菌后添加于500mL SC琼脂基础或500mL TSC或400mL CCFA琼脂基础
19	HB0256a	多粘菌素B1.2mg	1.2mg/支*5	每支添加于100mL SPS
20	HB0256b	磺胺嘧啶钠	1ml*5	每支添加于100mL SPS
21	HB0268a	1%TTC	1ml/支*5	每支添加于100mL KF链球菌琼脂
22	HB0269-2	CIN-1添加剂	1ml*5	每支添加于200mL CIN-1培养基基础
23	HB0269-3a	CIN添加剂	1ml*5	每支添加于200mL CIN培养基
24	HB0273-1a	Bolton肉汤添加剂	1ml*5支	每支添加于100mL Bolton肉汤
25	HB0274-1a	改良CCD琼脂添加剂	1ml*5	每支添加于200mL改良CCD琼脂
26	HB0274a	CCDA添加剂	2ml*5支	每支添加于200mL CCDA琼脂
27	HB0275a	Campy-cefex添加剂	2ml*5	每支添加于200mL Campy-cefex培养基
28	HB0296-1a	氯霉素20mg	1ml*5	每支添加于200mL 氯硝胺18%甘油(DG18)琼脂
29	HB0304-2a	多粘菌素B4µg	1ml/支*5	每支添加于200mL 亚硫酸铁多粘菌素B琼脂
30	HB0304-2b	硫酸新霉素	1ml/支*5	每支添加于200mL 亚硫酸铁多粘菌素B琼脂
31	HB0310a	氯化血红素1mg	1ml*5	每支添加于200mL CDC厌氧菌琼脂
32	HB0310b	维生素K1(2mg)	1ml*5	每支添加于200mL CDC厌氧菌琼脂
33	HB0311a	茶啉酮酸3.0mg	3.0mg*5	每支添加于200mL LIM培养基
34	HB0315-1a	布鲁氏菌培养基抑菌剂	1ml*5	每盒添加于200mL布鲁氏菌培养基
35	HB0317-1	ITC肉汤添加剂	2ml*5	每支添加于100mL ITC肉汤
36	HB0384-11a	半胱氨酸盐酸盐溶液	0.1g*10支	每支添加于200mL 莫匹罗星锂盐和半胱氨酸盐酸盐改良MRS培养基
37	HB0384-16a	盐酸克林霉素	0.02mg/支*5	每支添加于200mL MRS琼脂(HB0384-16)

38	HB0384-16b	盐酸环丙沙星2mg	2mg/支*5	每支添加于200mL MRS琼脂(HB0384-16)
39	HB0384-6a	莫匹罗星锂盐5mg	5mg*5支	每支添加于100mL莫匹罗星锂盐改良MRS培养基或莫匹罗星锂盐和半胱氨酸盐酸盐改良MRS培养基
40	HB4086a	碘液	2ml*20支	每支添加于100mL TTB或100mL四硫磺酸钠亮绿培养基或液体连四硫酸盐培养基
41	HB4086b	0.1%煌绿水溶液	1ml*20	每支添加于100mL TTB或100mL四硫磺酸钠亮绿培养基或液体连四硫酸盐培养基
42	HB4096	40%尿素水	5ml/支*10	每支添加于95mL尿素酶琼脂或1000mL尿素卵黄双糖培养基或95mL MIU
43	HB4114-20a	萘啶酮酸2.25mg	2.25mg/支*5	每支添加于225mL 改良胰蛋白胍大豆肉汤培养基
44	HB4114-20b	多粘菌素B2.25mg	2.25mg/支*5	每支添加于225mL 改良胰蛋白胍大豆肉汤培养基
45	HB4116-1	亚碲酸盐卵黄增菌液	5ml*10	每支添加于95mL Baird-Parker琼脂基础或琼脂培养基O
46	HB4131a	多粘菌素B2.5万单位	2.5万单位/支*5	每支添加于100mL 氯化钠多粘菌素B肉汤基础(SCPB)
47	HB4150a	萘啶酮酸10mg	10mg/支*5	每支添加于225mL TSB-YE培养基制成EB增菌培养液
48	HB4150c	放线菌酮11.25mg	11.25mg/支*5	每支添加于225mL 缓冲李氏增菌肉汤基础
49	HB4151-1a	CC琼脂添加剂	1ml*5支	每支添加于90mL CC琼脂
50	HB4151a	mCPC培养基添加剂	1ml*5	每支添加于90mL MCPC
51	HB4151b	10%纤维二糖水溶液	5ml*10支	取2支添加于90mL MCPC或CC琼脂
52	HB4155a	复达欣(3mg)	3mg/支*5	每支添加于100mL 李氏菌选择性培养基基础(MMA)
53	HB4160a1	萘啶酮酸5.0mg	5.0mg/支*5	每支添加于225mL 李氏增菌肉汤(LB1)
54	HB4160b	萘啶酮酸4.0mg	4.0mg*5	每支添加于200mL 李氏增菌肉汤(LB2)
55	HB4160c1	吡啶黄素3.0mg	3.0mg/支*5	每支添加于225mL 李氏增菌肉汤(LB1)
56	HB4160d	吡啶黄素5.0mg	5mg*5	每支添加于200mL 李氏增菌肉汤(LB2)
57	HB4160e	萘啶酮酸2mg	2.0mg/支*5	每支添加于90mL 李氏增菌肉汤基础
58	HB4160f	吡啶黄素(1.2mg)	1.2mg/支*5	每支添加于90mL 李氏增菌肉汤基础
59	HB4160i	萘啶酮酸(9mg)	1ml*5	每支添加于225mL 缓冲李氏增菌肉汤基础
60	HB4171-1	OXA添加剂	1ml/支*5	每支添加于100mL 牛津琼脂(OXA)
61	HB4171a	多粘菌素E(2mg)	2mg*5	每支添加于200mL LIM培养基
62	HB4186b	吡啶黄素2.25mg	1ml*5	每支添加于225mL 缓冲李氏增菌肉汤基础
63	HB4188-1a	PALCAM添加剂1	1ml/支*5	每支添加于200mL PALCAM琼脂基础
64	HB4188-1b	PALCAM添加剂2	5支/盒	每支添加于200mL PALCAM琼脂基础
65	HB4189a	LPM添加剂	1ml*5	每支添加于100mL LPM琼脂
66	HB4190a	FB1(Half-Fraser)添加剂	5ml*2	每套添加于1000mL Half-Fraser培养基
67	HB4190a-3	FB1(Half-Fraser)添加剂	2ml*20支	每支添加于225mL Fraser培养基或Half-Fraser培养基
68	HB4190a-4	FB1(Half-Fraser)添加剂	2ml*20支	每支添加于225mL Fraser培养基或Half-Fraser培养基
69	HB4191a	萘啶酮酸4.4mg	4.4mg*5	每支添加于225mL 改良缓冲蛋白胍水(MBP)
70	HB4193-2a	吡啶黄素(2.5mg)	1ml*5支	每支添加于100mL MFB培养基
71	HB4193-2b	柠檬酸铁铵(0.05g)	1ml*5支	每支添加于100mL MFB培养基
72	HB4194-2	Fraser(FB2)添加剂	2ml*20支	每套添加于100mL Fraser培养基
73	HB4194-2b	FB2添加剂	2ml*20支	每支添加于100mL Fraser培养基
74	HB4195a	UVM添加剂1(萘啶酮酸4.5mg)	1ml*5支	每支添加于225mL UVM培养基
75	HB4195b	UVM添加剂2(盐酸吡啶黄素2.7mg)	1ml*5支	每支添加于225mL UVM培养基
76	HB4202a	改良MSRV添加剂(新生霉素2mg)	1ml*5支	每支添加于200mL 改良MSRV培养基

77	HB5221a	10%氯化钠卵黄乳液	5ml*10支	取2支添加于65mL 卵黄高盐琼脂培养基或卵黄氯化钠琼脂培养基
78	HB6258a	多粘菌素B(3000IU)	3000IU/支	每支添加于1000mL PLET琼脂基础
79	HB6271a	OADC添加剂	10ml*10支	每支添加于90mL Middle Brook 7H10琼脂或Middle Brook 7H11琼脂或Middle Brook 7H10肉汤
80	HB7006-1	O157显色培养基CT添加	1ml*5	每支添加于200mL O157菌显色培养基
81	HB7024	气单胞菌培养基添加剂	1ml*5支	每支添加于200mL 气单胞菌培养基基础
82	HB7027a	布氏菌选择性培养基抑菌剂	1ml*5支/盒	每支添加于200mL 布氏菌选择性培养基
83	HB7039b	TM抑菌剂	2ml*5	每支添加于200mL TM培养基
84	HB8295	50%卵黄乳液	5ml*10	每支添加于100mL甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础(MYP)或166mL甘露醇卵黄培养基基础或50mL卵黄琼脂培养基基础或200mL尿素卵黄双糖培养基或62.5mL TSC或31.25mL厌氧卵黄琼脂或50mL蜡样芽胞杆菌选择性琼脂培养基基础, 或取16mL添加于200mL卵黄双抗培养基
85	HB8297-1a	多粘菌素B(1.5mg)	1.5mg/支*5	每支添加于100mL 脑心浸液肉汤, 用于猪链球菌的培养
86	HB8297-1b	萘啶酮酸(1.5mg)	1.5mg/支*5	每支添加于100mL 脑心浸液肉汤, 用于猪链球菌的培养
87	HB8462a	0.02%维生素K1	1ml*5	每支添加于200mL GAM培养基或改良GAM肉汤或改良GAM琼脂
88	HB8462b	改良GAM琼脂抑菌剂	1ml*5	每支添加于200mL 改良GAM肉汤或改良GAM琼脂
89	HB8493a	L-半胱氨酸盐酸盐	0.04g/支*5	每支添加于100mL BCYE琼脂基础或99mL的Iron Agar
90	HB8493b	可溶性焦磷酸铁	0.025/支*5	每支添加于100mL BCYE-Cys琼脂基础或100mL BCYE琼脂基础
91	HB8496-1a	采样吸收液1-GVPC液体培养基添加剂	1ml*3支/管	每套添加于100mL 采样吸收液1-GVPC液体培养基
92	HB8496a	GVPC添加剂	5支/套	每盒添加于100mL GVPC琼脂基础
93	HB8499a	头孢磺啉溶液(0.5mg)	1ml*5	取0.1mL添加于含9mL MUGal肉汤
94	HB8508-1a	焦亚硫酸钠溶液	0.5ml*5	每支添加于8mL LS培养基
95	HB8508-1b	柠檬酸铁铵溶液	0.5ml*5	每支添加于8mL LS培养基
96	HB8572-1	猪支原体培养基抑菌剂	5ml*10	每支添加于1300mL 猪支原体培养基基础
97	HB8576a	氨苄青霉素溶液	1ml*5支	每支添加于200mL 氨苄青霉素麦康凯琼脂
98	HB8579a	STAA添加剂	1ml*5支	每支添加于200mL STAA琼脂
99	HB8597-1	改良HC琼脂添加剂	1ml*5	每支添加于200mL 改良HC琼脂
100	HB8615a	DTM添加剂1	1ml*5	每支添加于200mL DTM培养基
101	HB8615b	DTM添加剂2	1ml*5	每支添加于200mL DTM培养基
102	HB8620a	oga添加剂	1ml*5	每支添加于110mL OGA培养基
103	HB8641a	双抗巧克力琼脂添加剂	1ml*5支	每支添加于200mL 双抗巧克力琼脂培养基
104	HB8643a	青霉素溶液	1ml*5支	每支加入200mL 革兰氏阴性菌选择性培养基
105	HB8646a	幽门螺旋杆菌添加剂	1ml*5	每支添加于93mL 幽门螺旋杆菌培养基
106	HB8659a	改良麦康凯肉汤添加剂	1ml*5支	每支添加于200mL 改良麦康凯肉汤
107	HB8663a	新生霉素	125ug/支*5	每支添加于225mL 志贺氏菌增菌肉汤-新生霉素
108	HB8663b	新生霉素50µg	50ug/支*5	每支添加于含90mL 志贺氏菌增菌肉汤均质袋
109	HB8686a	头孢菌素钠1mg	1ml*5	每支添加于200mL MI培养基
110	HB8689ad	假单胞菌CFC选择性培养基添加剂(冻干粉)	1ml*5	每支添加于200mL 假单胞菌CFC选择性培养基
111	HB8699a	0.1%溶菌酶溶液	1ml*5	每支添加于99mL 溶菌酶肉汤基础或溶菌酶营养肉汤
112	HB8715a	万古霉素0.66mg	0.66mg*5	每支添加于200mL 卵黄双抗培养基(EPV)或液体双抗增菌
113	HB8715b	多粘菌素B5000IU	5000IU/支	每支添加于200mL 卵黄双抗培养基(EPV)或液体双抗增菌
114	HB8725-1	Preston肉汤添加剂	1ml*5	每支添加于200mL Preston肉汤基础
115	HB8744a	万古霉素溶液(4mg)	1ml*5	每支添加于200mL LAMVAB琼脂
116	HB8758a	羧苄青霉素	5支/盒	每支添加于200mL 麦康凯肌醇阿东醇羧苄青霉素琼脂
117	HB8774a	多粘菌素B2万单位	1ml/支*5	取0.05mL添加至含0.6mL CAYE培养基试管

118	HB8775a	土霉素添加剂20mg	20mg*5	每支添加于200mL 土霉素麦芽提取物琼脂培养基
119	HB8817a	卡那霉素(20mg)和万古霉素(1.5mg)混合物	1ml*5支/盒	每支添加于200mL 冻融血肉汤培养基
120	HB8822a	杆菌肽溶液(40IU)	1ml*5	每支添加于200mL TYCSB培养基
121	HB8832a	维生素K1(0.2mg)	1ml*5	每支添加于200mL ATCC2722:增补胰蛋白胍大豆肉汤
122	HB8832b	血红素(1mg)	1ml*5	每支添加于200mL ATCC2722:增补胰蛋白胍大豆肉汤
123	HB8852a	CPC琼脂添加剂	1ml*5支	每支添加于90mL CPC琼脂基础
124	HB8885a	EMJH培养基添加剂	20ml*10支	每支添加于180mL EMJH培养基
125	HB8886a	JM肉汤添加剂	1ml*5	每支添加于200mL JM肉汤
126	HB8887a	JM琼脂添加剂	1ml*5	每支添加于190mL JM琼脂
127	HB8888a	弓形菌琼脂添加剂	1ml*5	每支添加于200mL 弓形菌琼脂
128	HB9118a	庆大霉素1mg	1ml*5支	每支添加于100mL 含庆大霉素的BCSA增菌液或含多粘菌素B、庆大霉素的BCSA琼脂
129	HB9119a	多粘菌素B6万单位	1ml*5支	每支添加于100mL 含多粘菌素B、庆大霉素的BCSA琼脂
130	HB9130a	Gentamicin添加剂	2mg/支*5	每支添加于200mL 洋葱伯克霍氏菌培养基
131	HB9130b	Vancomycin添加剂	0.5mg/支*5	每支添加于200mL 洋葱伯克霍氏菌培养基
132	HB9130c	PolymyxinB添加剂	120000u/支*5	每支添加于200mL 洋葱伯克霍氏菌培养基
133	HB9140a	PCFA培养基添加剂	1ml*5	每支添加于200mL PCFA培养基
134	HB9174a	PNCC添加剂	4.5ml*10支	每支添加于220.5mL 蛋白胍-氯化钠-纤维二糖-多粘菌素E(PNCC)增菌液
135	HB9177a	mBPWP添加剂1	1ml/支*5	每支添加于225mL mBPWp培养基
136	HB9177b	mBPWP添加剂2	1ml/支*5	每支添加于225mL mBPWp培养基
137	HB9218a	BCSA抑菌剂	1ml/支*5	每支添加于200mL 洋葱伯克霍尔德菌选择性琼脂(BCSA)
138	HB9233a	ADC添加剂	10ml*10支/盒	每支添加于90mL Middle Brook 7H9琼脂
139	HB9240a	BCCSA抑菌剂(1ml*5)	1ml*5支/盒	每支添加于200mL 洋葱伯克霍尔德菌群选择性琼脂培养基(BCCSA)
140	HBJ005-2001a	萘啶酮酸(4.44mg)	4.44mg/支*5	每支添加于含200mL LB1肉汤均质袋
141	HBJ005-2001b	吡啶黄素(2.66mg)	2.66mg/支*5	每支添加于含200mL LB1肉汤均质袋
142	HBJ005-200a	萘啶酮酸(8.89mg)	8.89mg/支*5	每支添加于含200mL 双料LB1肉汤均质袋
143	HBJ005-200b	吡啶黄素(5.33mg)	5.33mg/支*5	每支添加于含200mL 双料LB1肉汤均质袋
144	HBJ005-50a	萘啶酮酸(2.22mg)	2.22mg/支*5	每支添加于含50mL 双料LB1肉汤均质袋
145	HBJ005-50b	吡啶黄素(1.33mg)	1.33mg/支*5	每支添加于含50mL 双料LB1肉汤均质袋
146	HBJ005-900a	萘啶酮酸(20mg)	20mg/支*5	每支添加于含900mL LB1肉汤均质袋
147	HBJ005-900b	吡啶黄素(12mg)	12mg/支*5	每支添加于含900mL LB1肉汤均质袋
148	HBJ014a	布氏肉汤添加剂	2ml*5支/盒	每支添加于含225mL 布氏肉汤均质袋
149	HBJ0273-1a	Bolton肉汤添加剂	1ml*5支	每支添加于含225mL Bolton肉汤均质袋
150	HBJ8725-50a	Preston肉汤添加剂	1ml*5	每支添加于含50mL 双料Preston肉汤均质袋
151	HBJ8725-90a	Preston肉汤添加剂	1ml*5	每支添加于含90mL Preston肉汤均质袋
152	HBJ8725a	Preston肉汤添加剂	1ml*5	每支添加于含250mL Preston肉汤均质袋
153	HBYM329-1a	鸡支原体培养基添加剂	5ml*5支/盒	每支添加于1000mL 鸡支原体培养基基础

154	HBYM329-	鸡毒支原体培养基添加	5ml*5	每支添加于1000mL 鸡毒支原体培养基基础
155	HBYM329a	改良Frey添加剂	5ml*5支	每支添加于1000mL 改良Frey培养基
156	HBYM329b	改良Frey添加剂	1ml*5	每支添加于200mL 改良Frey培养基
157	HB0273-2a	波尔顿选择性增菌肉汤 添加剂	2ml*5支/盒	每支添加于225mL 波尔顿选择性增菌肉汤